

Hertsteller : **Kanülierten PediGuard®** 
SpineGuard S.A. **Einmalgebrauch**



Montageanleitung des Kanülierten PediGuard®

Der kanülierte PediGuard® ist Teil der PediGuard® Produktreihe.

Der kanülierte PediGuard® besteht aus:

- Einem Handgriff Art. Nr.: P2HEXXXX
- Einer Nadel aus der Nadel Produktreihe, Art. Nr.: P2ND1XXX, Zum Beispiel: Nadel Nr. 1, Art.Nr.: P2ND1001

Achtung: Das X bezieht sich auf die verschiedenen Größen und Formen der Nadeln, Details finden Sie auf der Produkt-Box.

Die Start-Stilette müssen komplett in die Kanüle eingeschraubt werden.

Die Nadel des kanülierten PediGuard® muss zusammen mit dem elektronischen Handgriff verwendet werden.

Anleitung zur Inbetriebnahme :

- 1.Überprüfen sie die Verpackungen von Handgriff und Nadel auf Unversehrtheit.
2. Zur aktivierung des PediGuard®, durch herausziehen Sie den Kontaktfolie aus dem Handgriff. Sie hören den Aktivierungston und die grünen LED's sind AN.
3. Bevor Sie die Nadel mit dem Handgriff verbinden, stellen Sie sicher, dass das aktive Stilett (Orangener Knopf) vollständig in die Kanüle gedreht ist^[A]. Die distale Spitze des Stilett's muss am Ende der Kanüle komplett sichtbar sein.
- 4.Verbinden Sie die Nadel mit dem Handgriff ^[B], Sie hören ein Einschnappen. Nachprüfen, ob die Nadel vollständig in den Handgriff eingeführt ist.
5. Der kanülierte PediGuard® ist einsatzbereit ^[C]. Bitte verwenden Sie den PediGuard® gemäß der mit dem Produkt gelieferten Gebrauchsanleitung.

Fabricado por : **PediGuard® Canulado** 
SpineGuard S.A. **Uso Único**



Instrucciones para el montaje del PediGuard® Canulado

El PediGuard® Canulado forma parte de la gama de productos PediGuard®.

El PediGuard® Canulado está compuesto de:

- Un mango ref. P2HEXXXX
- Una aguja de la gama de agujas ref. P2ND1XXX, por ejemplo: Aguja #1 ref. P2ND1001


Nota: la "X" se refiere a los diferentes tamaños y formas que están detallados en el embalaje del producto.

Los estiletes de inicio deben estar completamente roscados dentro de la cánula.

La aguja del PediGuard® Canulado debe ser empleado junto al mango electrónico.

Instrucciones de montaje:

1. Comprobar la integridad del embalaje de la aguja y del mango.
2. Para activar el PediGuard®, retire la lengüeta de activación del mango. Se emite el sonido de activación y los LED verdes se encienden.
3. Antes de conectar la aguja al mango, comprobar que el estilete activo (pomo naranja) se encuentra completamente roscado dentro de la cánula ^[A]. La punta distal del estilete debe estar visible al final de la cánula.
4. Conectar la aguja al mango ^[B]. Se activa entonces la señal sonora. Comprobar que la aguja se encuentra completamente encajada en el mango.
5. El PediGuard® Canulado se encuentra listo para su uso ^[C]. Favor leer las instrucciones de empleo del PediGuard® facilitadas con el dispositivo.

Manufactured by: **Cannulated PediGuard®** 
SpineGuard S.A. **Single-use**



Assembly Instructions for Cannulated PediGuard®

The Cannulated PediGuard® is part of the PediGuard® product range.

The Cannulated PediGuard® consists of:

- One Handle Ref P2HEXXXX
- One Needle from the Needle product range Ref. P2ND1XXX, for example: Needle #1 Ref. P2ND1001

Note: the "X" refers to the different sizes and shapes which are detailed on the product boxes.

The Starter stylets should be threaded completely into the cannula.

The Cannulated PediGuard® Needle must be used with the electronic handle.

Set-up instructions:

1. Inspect the Needle and Handle packages for proper integrity.
2. Activate the device by pulling the contact tab out of the Handle. Activation is confirmed by a beeping sound and green LEDs.
3. Before connecting the Needle to the Handle, check that the Active Stylet (orange knob) is fully threaded into the Cannula ^[A]. The distal tip of the Active Stylet must be visible at the end of the Cannula.
4. Connect the Needle to the Handle ^[B]. Snap-on feedback is provided. Ensure snap-on connection of the needle and handle is secure.
5. The Cannulated PediGuard® is ready for use ^[C]. Please, refer to the PediGuard® Instruction for Use provided with the device.

Fabriqué par : **PediGuard® Canulé** 
SpineGuard S.A. **Usage unique**



Instructions d'assemblage du PediGuard® Canulé

Le PediGuard® canulé fait partie de la gamme de produits PediGuard®.

Le PediGuard® canulé se compose :

- D'une poignée Réf. P2HEXXXX
- D'une aiguille de la gamme d'aiguilles Réf. P2ND1XXX, par exemple: Aiguille #1 Réf. P2ND1001

Note: Le "X" fait référence aux différentes tailles et formes qui sont détaillées sur la boîte.

Les stylets d'amorce doivent être vissés complètement dans la canule.

L'aiguille du PediGuard® canulé doit être utilisée avec la poignée électronique.

Instructions d'assemblage :

1. Vérifier l'intégrité des emballages de l'aiguille et de la poignée.
2. Activer l'instrument en tirant sur la languette d'activation de la poignée. Le son d'activation est émis et les diodes vertes s'allument.
3. Avant de connecter l'aiguille à la poignée, vérifier que le stylet actif (bouchon orange) est complètement vissé dans la canule ^[A]. La pointe distale du stylet actif doit être visible à l'extrémité de la canule.
4. Connecter l'aiguille dans la poignée ^[B]. L'encliquetage est ressenti. Vérifier que l'aiguille est complètement engagée dans la poignée.
5. Le PediGuard® Canulé est prêt à être utilisé ^[C]. Merci de vous référer à la notice d'utilisation du PediGuard® fournie avec l'instrument.

Fabricado por : **PediGuard® Canulado** 
SpineGuard S.A. **Utilização Única**



Instruções de montagem do Pediguard® Canulado

O Pediguard® Canulado faz parte da família de produtos Pediguard®.

O Pediguard® Canulado consiste em:

- Um Punho ref. P2HEXXXX
- Uma agulha da família de produtos ref. P2ND1XXX, por exemplo: Agulha #1 ref. P2ND1001

Nota: A "X" refere-se aos diferentes tamanhos e formas que estão detalhadas na embalagem do produto.

Os estiletes Starter de ambas as pontas podem ser completamente enfiadas (roscadas) na cânula.

A Agulha do Pediguard Canulado deve ser usada juntamente com o manipulador eletrônico.

Instruções de Montagem :

1. Inspeccionar a integridade das embalagens da Agulha e do Punho.
2. Para ativar o PediGuard®, retire a lingueta de ativação do manipulador. Se emite o som de ativação e os LED verdes se acendem.
3. Antes de conectar a Agulha ao Punho, verifique se o estilete Activo (botão laranja) se encontra completamente roscado dentro da canula ^[A]. A ponta distal do Estilete Activo deve estar visível no final da Canula.
4. Conecte a Agulha ao Mango ^[B]. Está activo o sinal sonoro. Verificar que a agulha esteja completamente encaixada no manipulador.
5. O Pediguard Canulado está pronto a ser usado ^[C]. Por favor, ler as instruções de uso do Pediguard fornecido com o dispositivo.

Produttore : **PediGuard® Canulato** 
SpineGuard S.A. **Monouso**



Istruzioni di assemblaggio per il PediGuard® Canulato

Il PediGuard® canulato fa parte della gamma di prodotti PediGuard®.

Il PediGuard® canulato è composto da:

- Un manico cod. P2HEXXXX
 - Un ago della gamma cod. P2ND1XXX, per esempio: Ago #1 cod. P2ND1001
- Nota: la "X" si riferisce alle differenti misure riportate sulla confezione del prodotto.*


Gli stilette devono essere inseriti interamente nella cannula.

L'ago canulato PediGuard® va utilizzato con il manico elettronico.


Istruzioni per il Set-up :

- 1.Verificare l'integrità delle confezioni dell'ago e del manico.
2. Per attivare PediGuard®, tirare la linguetta di attivazione sulla manico. Il BIP di attivazione è emesso e i LED verdi si accendono.
- 3.Prima di connettere l'ago al manico, verificare che lo stiletto attivo (manopola arancione) sia completamente connesso alla cannula ^[A]. La punta distale dello stiletto attivo deve essere visibile alla fine della cannula.
- 4.Connettere l'ago al manico ^[B]. Si deve verificare uno scatto di connessione. Verificare che l'ago è inserito completamente nel manico.
5. La cannula per PediGuard® è pronta per essere utilizzata ^[C]. Si prega di riferirsi alle Istruzioni per l'uso fornite con il dispositivo.

Cannulated PediGuard®



Electronic Handle - P2HEXXXX




Handle / Poignée / Handgriff / Mango / Punho / Manico

Cannulated PediGuard® Needle - P2ND1XXX



Needle / Aiguille / Nadel / Aguja / Agulha / Ago




Cannula / Canule / Kanüle / Cánula / Canula / Cannula



Active Stylet / Stylet Actif / Aktives Stilett / Estilete Activo / Estilete Activo / Stiletto Attivo

Cannulated PediGuard® Starter Stylet - P2ST1XX0



Starter Stylet - Bevel / Stylet d'amorce - Biseau / Start-Stilett - Schrägschliff / Estilete de inicio - Biselado / Estilete Starter - Bisel / Stiletto - Trocar a becco di flauto

Starter Stylet - Trocar / Stylet d'amorce - Trocart / Start-Stilett - Trokar / Estilete de inicio - Trocar / Estilete Starter - Trocart / Stiletto - Trocar a punta di diamante

- | | |
|--|---|
| <p>① Electronic handle
Poignée électronique
Elektronischen handgriff
Mango electrónico
Manipulador eletrônico
Manico elettronico</p> <p>② Cannulated PediGuard Needle
Aiguille du PediGuard Canulé
Nadel des kanülierten PediGuard
Aguja del PediGuard Canulado
Agulha do PediGuard Canulado
Ago PediGuard Canulato</p> <p>③ Contact Film
Languette d'activation
Kontaktfolie
Lengüeta de activación
Lingueta de ativação
Linguetta di attivazione</p> <p>④ LED
Diode
LED
LED
LED
LED</p> <p>⑤ Electronics (printed circuit board)
Carte électronique (circuit imprimé)
Elektronik (bedruckte Platine)
Circuito electrónico
Sistema eletrônico
Circuito elettrico</p> <p>⑥ Metallic Tube
Tube métallique
Metallhülse
Tubo metálico
Tubo metálico
Tubo metallic</p> <p>⑦ Luer Lock Thread
Filetage Luer Lock
Luer-Lock-Gewinde
Rosca Luer Lock
Rosca Luer Lock
Filettatura LuerLock</p> | <p>⑧ White Plastic T-Head
Embout en T blanc
Weißer Plastik-T-Griff
Cabeza en T de plástico blanco
Cabeça em T de plástico branco
Testa a T in plastica bianca</p> <p>⑨ Sensor
Capteur
Sensor
Sensor
Sensor
Sensore</p> <p>⑩ Metallic Shaft
Tige métallique
Metallschaft
Eje metálico
Eixo metálico
Stelo metallico</p> <p>⑪ Orange Plastic Knob
Bouchon orange
Plastikknopf (Orange)
Pomo plástico laranja
Botão plástico laranja
Manopola in plastica arancione</p> <p>⑫ Black Plastic Knob
Bouchon noir
Plastikknopf (Schwarz)
Pomo plástico negro
Botão plástico preto
Manopola in plastica nero</p> <p>⑬ Bevel tip
Pointe biseau
Schrägschliff-Spitze
Punta biselada
Ponta Bisel
Trocar a becco di flauto</p> <p>⑭ Trocar tip
Pointe trocar
Trokar Spitze
Punta trocar
Ponta Trocart
Trocar a punta di diamante</p> |
|--|---|

<p>[A] Correct threading of the Active Stylet into the Cannula</p> <p>[A] Vissage correct du stylet actif dans la canule</p> <p>[A] Korrektes Einschrauben des aktiven Stilett in die Kanüle</p> <p>[A] Roscado correcto del estilete activo dentro de la cánula</p> <p>[A] Roscado correto do estilete Activo dentro da Canula</p> <p>[A] Corretta connessione dello stiletto attivo alla cannula</p>	<p>Correct distal tip positioning of the Active Stylet into the Cannula</p> <p>Positionnement correct de la pointe distale du stylet actif dans la canule</p> <p>Korrekte Lage der Spitze des aktiven Stilett am Ende der Kanüle</p> <p>Posicionamiento correcto de la punta del estilete activo dentro de la cánula</p> <p>Posicionamento correto da ponta do Estilete Activo dentro da Canula</p> <p>Corretto posizionamento della punta distale dello stiletto attivo nella cannula</p>		
<p>Correct</p> <p>Correct</p> <p>Korrekt</p> <p>Correcto</p> <p>Correto</p> <p>Correto</p>	<p>Correct</p> <p>Correct</p> <p>Korrekt</p> <p>Correcto</p> <p>Correto</p> <p>Correcto</p>		
<p>Incorrect</p> <p>Incorrect</p> <p>Unkorrekt</p> <p>Incorretto</p> <p>Incorreto</p> <p>Incorreto</p>	<p>Incorrect</p> <p>Incorrect</p> <p>Unkorrekt</p> <p>Incorretto</p> <p>Incorreto</p> <p>Incorreto</p>		

